

STOP TIME PRISTATO HAIRMAX PLIKIMAS – JAU NESUNKIAI ĮVEIKIAMA PROBLEMA

Manoma, kad apie 30 proc. trisdešimtmečių, 40 proc. keturiasdešimtmečių ir 50 proc. penkiasdešimtmečių pasaulyje kenčia nuo plaukų silpnėjimo. Kai kuriems plikimas tampa didžiausia gyvenimo tragedija. Tačiau tik mažiau kaip 5 proc. kenčiančių nuo plikimo bando gydytis. Dauguma baiminasi pašalinių poveikių, atsiran-dančių gydantis vaistais, ir su gydymusi ar chirurgi-nėmis procedūromis susijusių išlaidų.



Iki šiol buvo maža vilties rasti daugumai prie-inamą ir priimtina nemedikamentinį plikimo gydymą. Tačiau dabar tokia galimybę suteikia UAB Stop Time LT - tai HairMax LaserComb®.

Įvertinta aukščiausiu apdovanojimu

HairMax LaserComb®, pirmasis ir vienintelis na-muose naudojamas lazerinis prietaisas, kuris, kaip kliniškai buvo įrodyta, skatina plaukų augimą. Lexington International sukūrė HairMax 2001 me-tais. 2009 metais gavo ypatingą JAV Prezidento „E“ apdovanojimą, pripažįstantį kompanijos pranašu-mus mokslo ir naujų technologijų srityje. Šis apdo-vanojimas - tai aukščiausias JAV Vyriausybės pripa-žinimas, kokį tik JAV įstaiga gali gauti. 2010 metai, kai buvo išleisti naujo modelio puikiai veikiantys prietaisai HairMax LaserComb®, pripažinti geriau-siais Lexington International, pasaulinio lazerinės fototerapijos lyderio, metais.

Nauda patvirtinta tyrimais

Rinkoje yra daugybė produktų, žadančių atauginti plaukus, tačiau galiausiai paaiškėja, kad jie menkai veiksmingi ar visai neveiksmingi ir neišsprendžia plikimo problemas, o tik ištuština kišenę.

Siekiant įrodyti HairMax LaserComb veiksmingumą ir patenkinti klientų poreikius, kurie ypač svarbūs Lexington International buvo atlikti ne vie-ni HairMax LaserComb klininiai tyrimai.

2005 metais daugelyje visų Jungtinių Valstijų cen-trų buvo atliktas dvigubai aklas placebo kontroliuo-jamas tyrimas. Jame dalyvavo 30-60 m vyrai, ku-riems buvo diagnozuota androgenetinė alopecija (paveldimas plikimas ar šabloninis plaukų praradi-mas). Tyrimo dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: viena grupė naudojo HairMax LaserComb, o kita – „falsifikatą“ arba placebo produktą.

Bandomiesiems asmenims šešis mėnesius tris kartus per savaitę buvo atliekamos procedūros. Apmokyti klininiai technikai reguliariai kontro-liavo plaukų augimą, o pasibaigus tyrimui, tankių, sveikų pigmentuotų (galutinių) plaukų kiekis buvo palygintas su tyrimo pradiniais (išeištiniais) stebėji-mais.

Tyrimas parodė, kad vidutinis galutinių plaukų kiekis kvadratiname centimetre (vidutinis galu-tinių plaukų tankumas) per šešių mėnesių ban-dymą HairMax naudojančioje grupėje padidėjo 19 plaukų, o falsifikatą naudojančioje grupėje – sumažėjo 7 plaukais. Be to, bandomieji asmenys, kaip ir naudojusieji falsifikatą, nepatyrė rimtesnių šalutinių poveikių.

Šiame bandyme surinkti duomenys rodo, kad 93 proc. dalyvių plaukų augimas žymiai pagerėjo.

Faktiniai pasikeitimai, naudojantis HairMax Laser-Comb prietaisu



Prieš

Po

Paremta lazerių mokslu

Mokslinio „fotobio stimuliacijos“ principo dėka HairMax LaserComb stimuliuoja plaukų folikulus, kad užaugtų tankesni, sveikesni ir pilnesnės apim-ties plaukai.

Šviesa yra energija. Gyvos ląstelės šviesoje tarpsta, o plaukų folikulai naudojami šviesos energija, kurią skleidžia HairMax LaserComb. Lexington Inter-national plėtoja lazerinę terapiją nuo 1980 metų. Atlikę išsamius klininius tyrimus, Lexington In-ternacional nustatė tikslų bangos ilgį ir energijos lygį, kuris naudingiausiai stimuliuoja susilpnėjusius plaukų folikulus.

Buvo įrodyta, kad lazerio energija pagerina kraujo cirkuliaciją galvos odos plaukų folikuluose, o tai yra esminis dalykas norint, kad plaukų folikulai būtų sveiki.

HairMax LaserComb lazerinė energija suteikia energijos plaukų folikulams sustiprindama krau-jagysles, todėl pagerėja kraujotaka ir ląstelių meta-

svarbios maistinės medžiagos ir pašalinami žalingi produktai. Be to, žemo lygio lazerinė energija ab-sorbuojama į ląstelės mitochondriją - tai padeda pagerinti metabolinės energijos atsakiklio, žino-mo kaip adenozino trifosfato (ATP), gamybą. ATP padidėjimas skatina ląstelių metabolizmą ir veiklą. Pagerėjus kraujotakai ir padidėjus energijos kie-kiui, susilpnėjęs plauko folikulas tampa gyvas, sveikas ir geba išauginti tankų, brandų plauką. HairMax LaserComb teigiama įtakoja visas plau-ko augimo ciklo fazes. Kiekvienas plaukas praeina šias fazes nepriklausomai nuo gretimų plaukų. Jeigu plauko folikulas susilpnėja dėl blogos krau-jotakos ar jis nuslopinamas, plauko augimo ciklas sutrumpėja, o plauko folikulas nusilpsta - plaukas plonėja, trumpėja ir greičiau iškrenta, kol galiausiai folikulas iš viso nebepajėgus išleisti plauko.

Teigiama, kad HairMax LaserComb gali sustabdy-ti mažėjimo ciklą, stimuliuodamas folikulą ir gyvų ląstelių gamybą plauko šaknyje. Be to, pagerėja kraujotaka į kapiliarus, todėl daugiau maistinių medžiagų patenka į gyvas ląsteles, kurios sufor-muoja plauką. Antra vertus, tokia pagerėjusi krau-jotaka pašalina daugiau nereikalingų produktų, taip susilpnindama neigiamą DHT poveikį.

HairMax galima naudoti tiek kaip atskirą gydymą, tiek šalia kitų terapijų.

Privalumai akivaizdūs

Lexington International siūlo tris HairMax Laser-Comb® modelius, 7 Laser Beam Advanced, 9 Laser Beam Lux ir 12 Laser Beam Professional.

Pagrindiniai HairMax LaserComb privalumai – plaukų tankumas padidėja, plaukai greičiau auga, plaukai patamsėja iki natūralios spalvos (mažiau žyla), padidėja tempimo stiprumo riba (mažiau lū-žinėja), jie tampa paklusnesni ir blizgesni, pagerėja būklė, mažiau pleiskanų, suerzinimo ir galvos odos niežulio.

Įrodytas prietaiso veiksmingumas - klininiai duo-menys parodė, kad 93 proc. vartotojų plaukų au-gimas pagerėjo vos per 12 savaičių. Be to, tai vie-nintelis FDA leidimą turintis namų sąlygomis nau-dojamas lazerinės fototerapijos prietaisas, kurio paveldimo plikimo gydymo veiksmingumas buvo moksliai įrodytas ir kurį galima patiekti įsigyti.

Lazerį paprasta naudoti pačiam namie – tereikia kas antrą dieną tam skirti 10-15 minučių. Pats įren-ginys yra puikaus dizaino, jam suteikiama 24 mė-nesių garantija nuo pirkimo datos.

HairMax LaserComb® - vienintelis, patogus, sau-gus lazerinis prietaisas, sau patogiu laiku atlikti plaukų augimą skatinančias procedūras!

Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Stop Time LT“

Užupio 30-305, Vilnius,

tel. +370 698 55565, +370 52153237

www.stop-time.lt